



アプリケーションガイド

目次

はじめに	03
推奨環境	04
アカウント新規作成～初回パスワード設定	05
パスワード再設定方法	09
管理画面のご利用方法～各ページのご説明	13
AUDITクラウドテスト利用前の事前準備に関して	29
AUDITクラウドテストのご利用方法	30
トラブルシューティング	36
困った時は	38



はじめに

このたびは、AUDIT クラウドをご利用いただき、誠にありがとうございます。

本サービスは、職場におけるアルコール関連リスクの早期発見と、従業員の健康支援を目的として開発されたクラウド型飲酒習慣スクリーニング支援ツールです。WHO を中心に開発された AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) をもとに、組織内の飲酒習慣リスクを「見える化」し、適切な声かけや支援の一助となることを目指しています。

本取扱説明書では、管理者の皆様が AUDIT クラウドを正しくご活用いただけるよう、初期設定、操作方法、結果の見方、支援ガイドの使い方などを分かりやすく解説しています。

本サービスは、従業員を評価・指導するためのものではなく、「気づき」と「対話」のきっかけをつくるためのツールです。結果に一喜一憂するのではなく、従業員の背景や状況を理解する視点を持ってご活用いただければ幸いです。

なお、本サービスは医療行為や診断を行うものではありません。必要に応じて、専門機関や医療機関との連携を推奨いたします。

今後も、職場の安心・安全と健康的な職場環境づくりの一助として、AUDIT クラウドをご活用いただけますようお願い申し上げます。



推奨環境

AUDIT クラウド

■ 管理画面 (PC)

OS : Windows11 MAC OS15

ブラウザ : google chrome (最新)、Firefox (最新)、Edge (最新)、Safari (最新)

■ AUDIT スクリーニングテスト (PC)

OS : Windows11 MAC OS15

ブラウザ : google chrome (最新)、Firefox (最新)、Edge (最新)、Safari (最新)

■ AUDIT スクリーニングテスト (SP)

OS : Android 16、IOS 26

ブラウザ : google chrome (最新)、Safari (最新)



アカウント初回設定

弊社でアカウント発行準備が完了した段階で、本サービスに申込頂いたメールアドレス宛に「【AUDIT クラウド】法人アカウントのパスワードの初回設定」メールが配信されます。

こちらのメールを受信しましたら、メール本文にある URL にアクセスを行い、パスワードの設定を行ってください。

※メールの受信が確認出来ないお客様へ

受信フォルダに「【AUDIT クラウド】法人アカウントのパスワードの初回設定」の件名のメールが確認出来ない場合は、「迷惑メール」フォルダや「ごみ箱」に移動されている可能性があります。各フォルダ内もご確認ください。





アカウント新規作成～初回パスワード設定

アカウント初回パスワード登録

URL へアクセスすると、上の画面が表示されます。

申込時のメールアドレス、パスワード、（パスワード入力と同一内容で）パスワード再入力項目をそれぞれご入力頂き「パスワード登録」ボタンをクリックしてください。

※パスワードは「文字数 8 文字以上、英大文字が 1 文字以上含まれる、英小文字が 1 文字以上含まれる、数字が 1 文字以上含まれる」形式にてご設定ください。



アカウント新規作成～初回パスワード設定

アカウント初回登録完了



正常にパスワード設定が完了するとパスワード設定完了画面が表示されます。
続けて「ログイン画面に戻る」をクリックしてください。



ログイン画面が表示されます。

登録したメールアドレス、先程設定したパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてログインしてください。



パスワード再設定方法

パスワードを忘れてしまった場合

The screenshot shows a login interface titled "User管理画面" (User Management Screen). At the top, there are logos for "ロボ勤" (Robo-kin) and "AUDITクラウド" (Audit Cloud). Below the logos, the title "User管理画面" is displayed. There are two input fields: "メールアドレス" (Email Address) and "パスワード" (Password). The password field is masked with dots. Below the password field, there is a link labeled "① パスワードを忘れた方はコチラ" (Click here if you forgot your password). At the bottom, there is a blue button labeled "ログイン" (Login).

ご自身のメールアドレスのパスワードを忘れてしまった場合は、ログイン画面の「①パスワードを忘れた方はコチラ」をクリックしてください。



パスワードを再設定します。

登録しているメールアドレスを入力してください。

メールアドレス入力

メールアドレス再入力

メール送信

パスワード再設定画面へ移動しますので、登録したメールアドレス、（同一内容で）メールアドレス再入力を入力頂き「メール送信」ボタンをクリックしてください。



メール送信完了画面が表示されます。

この画面が表示されましたら、登録したメールアドレス宛に「【AUDIT クラウド】お客様アカウントのパスワード再設定」という件名でメールが届きます。



The screenshot shows a web form titled "パスワード設定画面" (Password Setting Screen) on a blue background. At the top, there are logos for "ロボ勤" (Robo-kin) and "AUDITクラウド" (Audit Cloud). The form contains the following fields and buttons:

- メールアドレス入力** (Email Address Input): A text input field with a placeholder email address.
- パスワード入力** (Password Input): A password input field with masked characters (dots).
- パスワード再入力** (Password Re-input): A second text input field for confirming the password.
- パスワード登録** (Password Register): A blue button to submit the form.

メールの確認が出来ましたら、初回のパスワード設定と同じ形でメールに記載された URL からパスワード設定画面に入りますので、そちらの画面よりパスワードを再設定ください。



管理画面のご利用方法～各ページのご説明 管理画面メニューのご説明

AUDIT評価管理

AUDIT評価検索

企業名 企業コード 営業所名

営業所コード 社員名 社員番号

部門名 (メイン、サブ含む) 回答日 (開始) 回答日 (終了)

AUDIT点数 年齢 性別

検索

No	企業名	企業コード	営業所名	営業所コード	社員名	社員番号	部門名	AUDIT回答日	AUDIT点数	年齢	性別
検索結果該当無し											

表示件数 10 CSVダウンロード

Copyright(C) Tokai Denshi Inc. 東海電子株式会社. All rights reserved. 事業再構築 Version 1.0.1

基本メニューは「①企業登録情報」「②営業所登録情報」「③部門管理」「④社員管理」「⑤ AUDIT 評価管理」の5つのメニューがあります。

※「実践ナビ」の下には「⑥ AUDIT 活用ガイド」があり、リンクより AUDIT 活用ガイドの閲覧が行えます。

※「ヘルプ」の下には「⑦取扱説明書」「⑧サポートサイト」メニューがあり、それぞれ取扱説明書の閲覧やサポートサイトへの移動が行えます。



企業登録情報

ログアウト

企業名

企業コード

管理者名

メールアドレス

住所

電話番号

利用サービス

AUDITクラウド URL

リンクをコピー

Copyright(C) Tokai Denshi Inc. 東海電子株式会社. All rights reserved. 事業再構築 Version 1.0.1

・企業登録情報ページ

左メニューの「企業登録情報」タブをクリックすると、弊社へサービス申込した際の企業情報が表示されます（企業コードは弊社側で自動設定を行います）。

内容をご確認頂き、記載内容に誤りが無いかご確認ください。

※記載内容に誤りがありましたら、マニュアル最後に記載の「困った時は」内お問い合わせ先までご連絡ください。



営業所情報のご確認

三 営業所登録情報 ログアウト

営業所情報検索

①

企業名 企業コード 営業所名

営業所コード

検索

No	企業名	企業コード	営業所名	営業所コード
1				

表示件数 10 ◯ ◀ 前に 1 次 ▶ ▶

②

詳細

Copyright(C) Tokai Denshi Inc. 東海電子株式会社. All rights reserved. 事業再構築 Version 1.0.1

・営業所一覧ページ

左メニューの「営業所登録情報」タブをクリックすると弊社へサービス申込した際の営業所情報が一覧で表示されます。

①営業所が複数ある場合は上部の項目入力を行い該当営業所の検索が行えます。

表示された営業所リストの右側の「②詳細」ボタンをクリックすると登録された営業所の詳細内容が確認出来ます。



管理画面のご利用方法～各ページのご説明

営業所詳細情報のご確認

The screenshot displays the 'AUDITクラウド' (AUDIT Cloud) management interface. The sidebar on the left contains the following menu items: 企業登録情報 (Company Registration Information), 営業所登録情報 (Business Registration Information - currently selected), 部門管理 (Department Management), 社員管理 (Employee Management), AUDIT評価管理 (AUDIT Evaluation Management), 実践ナビ (Practical Navigation), AUDIT活用ガイド (AUDIT Usage Guide), ヘルプ (Help), 取扱説明書 (User Manual), and サポートサイト (Support Site). The main content area is titled '営業所詳細' (Business Details) and contains a form with the following fields: 企業名・企業コード (Company Name/Code), 営業所名 (Business Name), 営業所コード (Business Code), 住所(都道府県) (Prefecture), 住所(都道府県以下) (Below Prefecture), and 電話番号 (Phone Number). Each field has a dropdown menu for selection. A '一覧に戻る' (Return to List) button is located at the bottom right of the form. The footer of the page includes the copyright notice 'Copyright(C) Tokai Denshi Inc. 東海電子株式会社. All rights reserved. 事業再構築' and the version number 'Version 1.0.1'.

・ 営業所登録情報_詳細ページ

営業所一覧ページ / 営業所リスト右側の「詳細」ボタンより、営業所登録情報の詳細内容が確認出来ます。
(営業所コードは管理者側で自動設定を行います)
内容をご確認頂き、記載内容に誤りが無いかご確認ください。

※記載内容に誤りがありましたら、マニュアル最後に記載の「困った時は」内お問い合わせ先までご連絡ください。



部門一覧画面のご確認

部門管理

ログアウト

部門検索 **② 新規登録** ※新規登録はこちら

① 企業名 企業コード 部門名 親部門名 検索

No	企業名	企業コード	部門名	親部門名	
1	株式会社東海電子	123456789	営業部	-	③ 詳細

表示件数 10 ◯ ◀ 前に 1 次 ▶

Copyright(C) Tokai Denshi Inc. 東海電子株式会社. All rights reserved. 事業再構築 Version 1.0.1

・部門管理_一覧ページ

左メニューの「部門管理」タブをクリックすると部門一覧画面が表示されます。

「部門管理」では後述する社員登録の際に利用出来る「メイン部門」「サブ部門」を設定する為の部門登録が行えます。

①部門登録が複数ある場合は上部の項目入力を行い該当部門の検索が行えます。

左上の「②新規登録」ボタンから部門の新規登録が行え、表示された部門リストの右側の「③詳細」ボタンをクリックすると登録された部門の詳細内容の確認、編集、削除が行えます。



部門新規登録方法

The screenshot displays the 'Department New Registration' page. The sidebar on the left contains the following links: 企業登録情報, 営業所登録情報, 部門管理 (highlighted), 社員管理, AUDIT評価管理, 実践ナビ, AUDIT活用ガイド, ヘルプ, 取扱説明書, and サポートサイト. The main content area has a header '部門管理' and a 'ログアウト' link. Below the header is a breadcrumb '部門新規登録'. The form contains three input fields: '企業名～企業コード' (with a red '必須' label), '部門名' (with a red '必須' label and a red circle 1), and '親部門名' (with a dropdown menu). A blue '新規登録' button (with a red circle 2) is located below the form. The footer shows 'Copyright(C) Tokai Denshi Inc. 東海電子株式会社. All rights reserved. 事業再構築' and 'Version 1.0.1'.

・部門管理_新規登録ページ

部門一覧の「新規登録」ボタンをクリックすると部門新規登録画面が表示されます。

「①部門名」を入力頂き「②新規登録」ボタンをクリックすると部門の新規登録が行えます。

一度登録した「部門」は他部門の新規登録時に「親部門名」部分で選択する事が可能です（例：既に「営業部」を部門登録している場合→親部門名「営業部」新規部門名「関東事業部」など）。この機能を利用する事で細分化した部門管理が行えます。



部門情報更新（削除）方法

部門管理

ログアウト

< 戻る 部門詳細

企業名～企業コード 必須

部門名 必須

親部門名

① 更新 ② 削除

Copyright(C) Tokai Denshi Inc. 東海電子株式会社. All rights reserved. 事業再構築 Version 1.0.1

・部門管理_詳細ページ

部門一覧ページの「詳細」ボタンをクリックすると該当の部門詳細画面が表示されます。

変更したい項目を変更して「①更新」ボタンをクリックすると登録内容の更新が行えます。
（「②削除」ボタンをクリックすると該当の部門情報の削除が行えます）



社員一覧画面のご確認

社員管理 ② ログアウト

社員検索 **新規登録** ※新規登録はこちら

① 企業名 企業コード 営業所名
営業所コード 部門名 (メイン、サブ含む) 社員名
社員番号 検索

No	企業名	企業コード	営業所名	営業所コード	部門名	社員名	社員番号	
1	株式会社 〇〇〇	0000000000	東京支店	0000000000	営業部	田中 太郎	0000000000	詳細 ③

表示件数 10 ◯ ◀ 前に 1 次 ▶ ▶▶

Copyright(C) Tokai Denshi Inc. 東海電子株式会社. All rights reserved. 事業再構築 Version 1.0.1

・社員管理_一覧ページ

左メニューの「社員管理」タブをクリックすると社員一覧画面が表示されます。

①社員登録が複数ある場合は上部の項目入力を行い該当部門の検索が行えます。

左上の「②新規登録」ボタンから社員の新規登録が行え、表示された社員リストの右側の「③詳細」ボタンをクリックすると登録された社員の詳細内容の確認、編集、削除が行えます。



社員新規登録方法

The screenshot shows the '社員新規登録' (Employee New Registration) page. The left sidebar contains navigation links: 企業登録情報, 営業所登録情報, 部門管理, 社員管理 (selected), AUDIT評価管理, 実践ナビ, AUDIT活用ガイド, ヘルプ, 取扱説明書, and サポートサイト. The main content area has a header '社員管理' and a 'ログアウト' link. Below the header is a breadcrumb '社員新規登録'. The form fields are: 企業名～企業コード (required), 営業所名～営業所コード (required, highlighted with a red box and ①), メイン部門名, サブ部門名, 社員名 (required, highlighted with a red box and ②), 社員名(フリガナ) (required), 社員番号 (required, highlighted with a red box and ②), and メールアドレス. A '新規登録' button (highlighted with a red box and ③) is at the bottom right. The footer contains copyright information and the version 'Version 1.0.1'.

・社員管理_新規登録ページ

社員一覧の「新規登録」ボタンをクリックすると社員新規登録画面が表示されます。

- ①「営業所名～営業所コード」を選択して、②社員名、社員名（フリガナ）、社員番号を入力して
- ③「新規登録」ボタンをクリックすると社員新規登録が行えます。

※「社員番号」は後述する AUDIT スクリーニングテストで誰がスクリーニングテストを受けたか？の判別用のキーとなっておりますので、必ずご入力ください。メイン部門、サブ部門、メールアドレスは必要に応じて入力してご利用ください。



社員情報更新（削除）方法

・社員管理_詳細ページ

社員一覧ページの「詳細」ボタンをクリックすると該当の社員詳細画面が表示されます。
変更したい項目を変更して「①更新」ボタンをクリックすると登録内容の更新が行えます。
（「②削除」ボタンをクリックすると該当の社員情報の削除が行えます）

※社員情報の変更・削除後に関して

変更・削除以前に AUDIT スクリーニングテストを行い AUDIT 評価管理にデータ登録された時点での社員情報（営業所情報、部門情報など）は変更されません。

またデータを削除した場合は社員情報のすべてが削除されます。削除したデータは復元できませんのでご注意ください。



AUDIT 評価一覧画面のご確認

AUDIT評価管理

AUDIT評価検索

① 企業名 企業コード 営業所名
営業所コード 社員名 社員番号
部門名 (メイン、サブ含む) 回答日 (開始) 回答日 (終了)
AUDIT点数 年齢 性別

検索

No	企業名	企業コード	営業所名	営業所コード	社員名	社員番号	部門名	AUDIT回答日	AUDIT点数	年齢	性別	③
1												詳細

表示件数 10 << 前に 1 次 to >>

② CSVダウンロード

Copyright(C) Tokai Denshi Inc. 東海電子株式会社. All rights reserved. 事業再構築 Version 1.0.1

・AUDIT 評価管理 _ 一覧ページ

左メニューの「AUDIT 評価管理」タブをクリックすると AUDIT 評価一覧画面が表示されます。

- ① AUDIT 評価登録が複数ある場合は上部の項目入力を行い該当条件での検索が行えます。条件絞り込みを行い
- ② 右下の「CSV ダウンロード」ボタンより CSV データをダウンロードする事が可能です。
- ③ 表示されたリスト右側の「詳細」ボタンをクリックすると、登録された AUDIT 評価情報の詳細内容の確認が行えます。



AUDIT 評価詳細画面のご確認

The screenshot shows the 'AUDIT 評価管理' (AUDIT Evaluation Management) page. The sidebar on the left contains links for '企業名・企業コード', '営業所名・営業所コード', '社員名・社員番号', 'メイン部門名', 'サブ部門名', 'AUDIT 評価管理', 'AUDIT 点検', 'AUDIT 点検ガイド', 'ヘルプ', 'お問い合わせ', and 'サポートサイト'. The main content area is titled 'AUDIT 評価管理' and contains the following fields:

- 企業名・企業コード: 株式会社 〇〇〇〇
- 営業所名・営業所コード: 〇〇〇〇
- 社員名・社員番号: 〇〇〇〇
- メイン部門名: 〇〇〇〇
- サブ部門名: 〇〇〇〇
- AUDIT 評価日: 〇〇〇〇
- AUDIT 点数: 〇〇〇
- 年齢: 〇〇
- 性別: 〇〇
- AUDIT 設問1 / 回答: 〇〇〇〇
- AUDIT 設問2 / 回答: 〇〇〇〇
- AUDIT 設問3 / 回答: 〇〇〇〇
- AUDIT 設問4 / 回答: 〇〇〇〇
- AUDIT 設問5 / 回答: 〇〇〇〇
- AUDIT 設問6 / 回答: 〇〇〇〇
- AUDIT 設問7 / 回答: 〇〇〇〇
- AUDIT 設問8 / 回答: 〇〇〇〇
- AUDIT 設問9 / 回答: 〇〇〇〇
- AUDIT 設問10 / 回答: 〇〇〇〇

At the bottom of the page, there is a red box around the 'プレビュー' (Preview) button, which is labeled with a circled '1'.

・AUDIT 評価管理_詳細ページ

AUDIT 評価一覧ページの「詳細」ボタンをクリックすると該当の AUDIT 評価管理詳細画面が表示されます。

「企業名～企業コード」「営業所名～営業所コード」「社員名～社員番号」「メイン部門名」「サブ部門名」「AUDIT 回答日」「AUDIT 点数」「年齢」「性別」「AUDIT 設問 1 / 回答」「AUDIT 設問 2 / 回答」「AUDIT 設問 3 / 回答」「AUDIT 設問 4 / 回答」「AUDIT 設問 5 / 回答」「AUDIT 設問 6 / 回答」「AUDIT 設問 7 / 回答」「AUDIT 設問 8 / 回答」「AUDIT 設問 9 / 回答」「AUDIT 設問 10 / 回答」の全ての項目が閲覧できます。

①また画面下部の「プレビュー」ボタンをクリックすると、AUDIT スクリーニングテストの結果画面が表示され、ブラウザでの閲覧やブラウザからの結果ページ印刷も可能です。




AUDIT 結果の CSV ダウンロード方法

The screenshot shows the 'AUDIT 評価管理' (AUDIT Evaluation Management) page. On the left is a sidebar with navigation links: 企業登録情報, 営業所登録情報, 部門管理, 社員管理, AUDIT 評価管理 (selected), 実践ナビ, AUDIT 活用ガイド, ヘルプ, 取扱説明書, and サポートサイト. The main area has a search form for 'AUDIT 評価検索' with fields for 企業名, 企業コード, 営業所名, 営業所コード, 社員名, 社員番号, 部門名, 回答日 (開始), 回答日 (終了), AUDIT 点数, 年齢, and 性別. Below the search form is a table with columns: No, 企業名, 企業コード, 営業所名, 営業所コード, 社員名, 社員番号, 部門名, AUDIT 回答日, AUDIT 点数, 年齢, 性別, and a '詳細' (Details) button. The table contains one row with data. At the bottom of the table area, there is a '表示件数' (Display items) dropdown set to 10, a pagination control showing '1' of 1 items, and a red box with a circled '1' around the 'CSVダウンロード' (CSV Download) button.

・ AUDIT 評価管理 _ ダウンロード CSV

① AUDIT 評価管理一覧ページ右下の「CSV ダウンロード」ボタンをクリックすると該当の CSV データがダウンロードされます。

※条件ソートした後に CSV ダウンロードボタンをクリックするとソートした条件明細でのダウンロードが行えます。
出力項目は「企業名」「企業コード」「営業所名」「営業所コード」「社員名」「社員番号」「部門名」「AUDIT 回答日」「AUDIT 点数」「年齢」「性別」「設問 1」「回答 1」「設問 2」「回答 2」「設問 3」「回答 3」「設問 4」「回答 4」「設問 5」「回答 5」「設問 6」「回答 6」「設問 7」「回答 7」「設問 8」「回答 8」「設問 9」「回答 9」「設問 10」「回答 10」がそれぞれ表示されます。



・AUDIT 活用ガイドをクリックすると、別タブにて「AUDIT 活用ガイド」が表示されます。この資料には「管理者のためのフィードバック手引き」や「AUDIT 実践サポートリンク集」などの情報がありますので、PDF 配布や印刷等を行いご活用ください。



管理画面のご利用方法～各ページのご説明 ヘルプ～取り扱い説明書



- ・取扱説明書をクリックすると、別タブにて「AUDIT クラウド取扱説明書」が表示されます。操作に関してご不明な点など出た際にはご活用ください



管理画面のご利用方法～各ページのご説明

ヘルプ～サポートサイト

The image shows two side-by-side screenshots. The left screenshot is the AUDIT Cloud management interface, featuring a sidebar with various menu items. The 'サポートサイト' (Support Site) item is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the right screenshot. The right screenshot is the '運輸安全サポート' (Transport Safety Support) page, which displays a list of notices from Tokai Denki, a search bar, and a link to register for email notifications.

AUDITクラウド
アルコールモニタリングシステム

企業登録情報
営業所登録情報
部門管理
社員管理
AUDIT評価管理
実践ナビ
AUDIT活用ガイド
ヘルプ
取扱説明書
サポートサイト

運輸安全サポート 東海電子株式会社

東海電子からのお知らせ

2025.07.15	【重要なお知らせ】自動点呼前にアルコール測定ができなくなります
2025.07.04	【運輸安全PRO】e点呼PRO、ドライバアアプリケーションのカメラ設定について
2025.06.11	【マイナ免許証対応時期のご案内】
2025.08.06	【運輸安全PRO】定期メンテナンスのお知らせ
2025.07.31	【ALC-Mobile II】ALC-Mobile for Android提供終了のお知らせ

[東海電子からのお知らせ一覧へ](#)

運輸安全PROに関するお知らせをメールでも通知しております

[お知らせメール登録はこちら](#)

お困りごとをいち早く解決していただくために、お問い合わせ前に
まず下記から該当する内容がないかご確認ください。

🔍 調べたいキーワードで検索 [検索](#)

・サポートサイトをクリックすると、別タブにて「運輸安全サポート」サイトが表示されます。製品の情報確認やお問い合わせ等にご活用ください。

サービス名（AUDIT クラウド）や調べたい内容をキーワード入力できます。



AUDIT クラウドテスト利用前の事前準備に関して

・事前準備として下記の対応を行ってください。

1. 管理画面上で AUDIT クラウドテストを行う社員に部門設定を行いたい場合は（必要あれば）部門登録を事前にご登録ください（マニュアル内「部門新規登録方法」をご確認ください）。
2. 管理画面上で AUDIT クラウドテストを行う社員をご登録ください（マニュアル内「社員規登録方法」をご確認ください）。
3. AUDIT クラウドテストを行いたい従業員へ、管理画面「企業登録情報」より「AUDIT クラウド URL」をコピーして URL をお渡しください



・ AUDIT クラウドテストを行う従業員の方は、管理者より頂いた URL をパソコン or スマートフォンのブラウザよりアクセスください。正常にアクセスが完了すると「AUDIT とは？」タイトル記載されたページに移動します。右上の企業名に自社の名前が記載されている事を確認して「テストを開始する→」ボタンをクリックしてください



AUDIT クラウドテスト実施者の情報入力方法

・「テストを開始する」ボタンをクリックすると、ポップアップにて

「①社員番号の入力」

「②性別の選択」

「③年齢の入力」

項目が表示されます。それぞれご自身の内容を入力・選択して「次へ→」ボタンをクリックしてください



AUDIT クラウドテストのご利用方法

AUDIT クラウドテスト回答方法

The screenshot shows the AUDIT Cloud Test interface. At the top, there is a logo for 'AUDIT クラウド' and a user profile icon. Below the logo, the company number '社員番号 1234567 さん' is displayed, followed by the instruction '下記の問いにすべてお答えください'. A progress bar shows questions 1 through 10, with question 1 currently selected. The question text is '設問1 あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度で飲みますか？'. There are five answer options: '飲まない', '1ヶ月に1度以下', '1ヶ月に2～4度', '1週に2～3度', and '1週に4度以上'. At the bottom, there are two buttons: '前へ' and '次へ'. The '次へ' button is highlighted with a red box and a circled 1, indicating it is the next step to click.

・「次へ→」ボタンをクリックすると AUDIT クラウドテストが開始できます。

設問は 1 問から 10 問までであり、1 問ずつ回答していく形となります。

設問 1 に対してご自身の回答を選択（選択すると選択したボタンと「次へ」ボタンのカラーが変わります）して①「次へ」をクリックしてください



AUDIT クラウドテスト設問 2 の確認、回答方法

AUDITクラウド
数値型アルコール依存性テスト

利用企業 〇〇株式会社

社員番号 1234567 さん 下記の問いにすべてお答えください

① 設問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 結果

設問2 飲酒するときには通常のどれくらいの量を飲みますか？

ドリンク 単位 ①ドリンクと単位とは？

1ドリンクとは、純アルコール10g分のお酒を指します。
普段飲んでいるアルコール飲料のドリンク数が不明な場合は「①ドリンクと単位とは？」をご確認ください。

1～2ドリンク
3～4ドリンク
5～6ドリンク
7～9ドリンク
10ドリンク以上

選択肢に該当するものが無い場合は、最も近いものをお選びください。

前へ 次へ

Copyright© Tokai Denchi inc. All Rights Reserved.

・「次へ→」ボタンをクリックすると AUDIT クラウドテストの設問 2 へ移動します。

（現在の設問番号は上部の①ナビゲーターにて確認が行えます）

設問 2 には「ドリンク」や「単位」と言う飲酒量の確認をする設問です。「ドリンク」や「単位」の確認方法が分からない方は②「ドリンクと単位とは？」をクリックすると、ポップアップにてそれぞれのお酒を飲酒した際のドリンクや単位が分かる形となりますので、それを元にご回答ください。

設問 1 と同様にご自身の回答を選択（選択すると選択したボタンと「次へ」ボタンのカラーが変わります）して「次へ」をクリックしてください（「前へ」ボタンをクリックすると現在の設問の前の設問ページに戻る事が出来ます）



・「次へ→」ボタンをクリックすると AUDIT クラウドテストの設問 3 へ移動します。

(現在の設問番号は上部のナビゲーターにて確認が行えます)

設問 1 ～ 2 と同じ形で設問 3 ～ 10 までの各設問に関しましてご自身の回答を選択（選択すると選択したボタンと「次へ」（設問 10 では①「結果を見る」）ボタンのカラーが変わります。）して「次へ」（設問 10 では「結果を見る」）をクリックして回答を進めてください。

(「前へ」ボタンをクリックすると現在の設問の前の設問ページに戻る事が出来ます)



- ・ 設問 10 の「結果を見る」ボタンをクリックすると AUDIT クラウドテストの結果ページが表示されます。
(結果ページが表示された段階で AUDIT クラウド管理者へもテストデータが共有されます)

設問の回答内容によって「あなたの AUDIT スコア」が 0 点～ 40 点で表示され年代や性別別の統計データ上 AUDIT スコアの順位やアルコール摂取量の順位が分かります (20 歳未満の場合は点数表示はされません)。

また、アルコール摂取に関する健康に関する大事なポイント動画や AUDIT 詳細の確認が出来る資料や情報提供 (リンク) などの確認～閲覧が行えます。

こちらのページをブラウザより印刷する事で PDF 保存や印刷保管が行えます。



トラブルシューティング - 1/2

カテゴリー	トラブル	切り分け（可能性）	対処
ログイン・アカウント関連	ログインできません	メールアドレス・パスワードの入力に誤りがないか	メールアドレス・パスワードが間違っていないか再度ご確認ください。
		御社専用ログイン URL を使用しているか	URL が間違っていないか再度ご確認ください。
	パスワードを忘れてしまいました		ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」をクリックし、登録されたメールアドレスを入力してください。再設定用のリンクが届きます。
ユーザー管理関連	社員の新規登録ができません	必須項目に未入力がないか	登録ボタンを押下時に表示される項目表示されるエラー内容を確認して正常な内容をご入力ください。
		必須項目の入力内容が正常ではない	メールアドレス・パスワードが間違っていないか再度ご確認ください。
		CSV アップロード時のフォーマットに誤りがないか	CSV アップロード画面のエラー内容を確認して CSV を修正して再度ご登録ください。
	社員の追加登録ができません	必須項目に未入力がないか	登録ボタンを押下時に表示される項目表示されるエラー内容を確認して正常な内容をご入力ください。
		営業所ごとの登録上限（1,000 名まで）を超えていないか	
		CSV アップロード時のフォーマットに誤りがないか	CSV アップロード画面のエラー内容を確認して CSV を修正して再度ご登録ください。
	社員の更新登録ができません	必須項目に未入力がないか	更新ボタンを押下時に表示される項目表示されるエラー内容を確認して正常な内容をご入力ください。
		必須項目の入力内容が正常ではない	更新ボタンを押下時に表示される項目表示されるエラー内容を確認して正常な内容をご入力ください。
			削除すると社員データはすべて消えます（過去に行った AUDIT 評価情報は固定で残ります）。削除した社員データは復元できません。新たなデータとして生成されます（一度該当の「社員番号」の明細を削除しても、新規で同じ「社員番号」で新規登録は可能です）。
	退職者の登録はどうすればよいですか		残していただいても、削除していただいても過去の記録に影響はありませんので、御社の方針にそって運用してください。
	企業登録情報を変更したい		東海電子株式会社サポート部門（support-alc@tokai-denshi.co.jp）までお問い合わせください。
	営業所登録情報を変更したい		東海電子株式会社サポート部門（support-alc@tokai-denshi.co.jp）までお問い合わせください。
	部門の新規登録ができません	必須項目に未入力がないか	登録ボタンを押下時に表示される項目表示されるエラー内容を確認して正常な内容をご入力ください。
	部門の更新ができません	必須項目に未入力がないか	更新ボタンを押下時に表示される項目表示されるエラー内容を確認して正常な内容をご入力ください。
	部門を削除した場合はどうなる？		削除すると社員に紐づいている部門はすべて消えます（過去に行った AUDIT 評価情報は固定で残ります）。削除した部門データは復元できません。新たなデータとして生成されます。
	検査結果データが正しく見られない		データが最新で反映されていない場合、画面の「再読み込み」もしくはログアウト・再ログインをお試しください。
	CSV ダウンロードができない		ダウンロードファイルが開けない場合、「拡張子.csv」で保存して Excel 等で開いてください。



トラブルシューティング - 2/2

カテゴリー	トラブル	切り分け（可能性）	対処
テスト実施・結果表示	AUDIT テストを配信しても通知が届かない	送信先のメールアドレスに入力ミスがないか	送信先のメールアドレスを再度ご確認ください。
		メールの迷惑フォルダに入っていないか	迷惑メールフォルダをご確認ください。
		通知メールのドメインが受信許可されているか	ドメインの受信許可設定に関してご確認ください。
	テストを完了したのに結果が表示されません		URL をご確認の上、再度テストを実施してください。
	別の社員名、社員番号で結果が表示されています		社員番号を間違えて回答した可能性があります。もう一度テストを実施してください。
	一部の従業員に結果が出ていません	社員がテストを未実施	
システム・表示エラー		社員がテストを実施→社員番号間違い	社員番号を間違えてテストを実施した可能性があります。もう一度テストを実施してください。
	画面が真っ白になります／読み込まれません		推奨ブラウザ（Google Chrome / Microsoft Edge）をご利用ください。 キャッシュを削除して再読み込みしてください。 セキュリティソフトや社内ネットワーク制限が影響している可能性もあります。IT 管理部門へご相談ください。
	表示が崩れる／ボタンが反応しない		スマートフォンやタブレットでは一部機能が制限されることがあります。
	「500 Internal Server Error」と表示されてしまう	※サーバーが重くなった際に表示される可能性あり	サーバー負荷の為表示されない状況です。時間を空けて再度お試しください。
	管理画面に正常にアクセスできない		ブラウザのキャッシュ・Cookie を削除、または他のブラウザでお試ください。
	AUDIT テスト画面に正常にアクセス出来ない		ブラウザのキャッシュ・Cookie を削除、または他のブラウザでお試ください。
セキュリティ・その他			ご利用のインターネット回線が安定しているかご確認ください。推奨ブラウザ（Google Chrome / Microsoft Edge）をご利用ください。 他に重いプログラムを起動していないかご確認ください。
	回答内容は誰に見られますか？		ご本人の回答は、管理者（社内の指定担当者）と、必要に応じて弊社のサポートチームのみが閲覧可能です。結果の取り扱いは、貴社の運用ルールに基づき適切に行ってください。
	回答内容を削除したいです		削除することはできません。

困った時は

AUDIT クラウドに関する FAQ は、弊社 HP「運輸安全サポート」にて随時更新しております。

東海電子株式会社



運輸安全サポート

<https://support.tokai-denshi.co.jp/>

上記アドレスを直接入力。

または、Web 検索エンジンにて「AUDIT クラウド」で検索してください。

その他、本クラウドサービスご利用上のお問合せは E-Mail で承っております。

お問合せ先：コンタクトセンター

E-Mail : support-alc@tokai-denshi.co.jp

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00

※土、日、祝日、年末年始は休業させていただきます